

WVTR-C1 水蒸气透过率测试仪



应用范围

适用于各种塑料薄膜、复合膜、交换膜等软包装材料水蒸气透过率的测定。

主要特点

- 杯式称重法原理
- 计算机控制,全自动试验,一键操作
- 自动控温
- 自动控湿
- 智能模式等多种试验模式可选择
- 数据审计追踪、溯源
- 系统使用日志记录
- 5 级用户权限管理
- 支持 DSM 实验室数据管理系统,可实现数据统一管理。(选购)

技术指标

测量范围: 减重法 (水 法): $0.1\sim19,000$ g/m $^2\cdot24$ h (标准)

增重法(干燥剂法): 1~3200g/m²·24h(可选)

试样数量: 1件

示值精度: 0.01g/m² · 24h

称重分辨率: 0.0001g

济南思克测试技术有限公司地址:济南市槐荫区美里路 1929 号网站: www.systester.cn电话: 86-531-87031169传真: 86-531-69903803E-mial: sales@systester.cn



试验温度: 15℃~55℃

控温精度: ±0.1℃

试验湿度: Room RH~95%RH, 标准 90%RH (标配)

10%RH~95%RH, 标准 90%RH (可选)

控湿精度: ±1%RH

吹扫风速: 0.5~2.5m/s

试样厚度: ≤3mm (标准)

测试面积: 28.26cm²

试样尺寸: Φ76mm

环境容积: 8L

气源种类: 空气

气源压力: 0.2MPa~1.0MPa

气源接口: Φ8 快插接头

电 源: AC 220V 50Hz

主机尺寸: 330mm (L) ×600mm (W) ×330mm (H)

主机重量: 35kg

执行标准

GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、ISO 2528、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、

YBB 00092003

产品配置

标准配置: 主机、配套软件、透湿杯、通信电缆、标定砝码、取样器、干燥剂、超滤控制器、稳压阀

选 购 件: 计算机、空压机、恒湿控制装置、标准膜、干燥剂、DSM 实验数据管理系统

注: 试验用蒸馏水用户自备。

注:产品技术规格如有变更,恕不另行通知,SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权!

济南思克测试技术有限公司地址:济南市槐荫区美里路 1929 号网站: www.systester.cn电话: 86-531-87031169传真: 86-531-69903803E-mial: sales@systester.cn